



IGIDET 10

DETERGENTE IGIENIZZANTE A BASE DI QUATERNARI

DESCRIZIONE

Detergente igienizzante concentrato per applicazioni in ambito delle produzioni alimentari, pulizie professionali e nella sanità.

Unisce al potere detergente un'azione igienizzante grazie alla presenza in formula di composti d'ammonio quaternario, in funzione sinergica.

IGIDET 10 è pratico, pulisce e igienizza velocemente, non lascia odori ed è facilmente sciacquabile.

Indicato per il trattamento di attrezzature, utensili, superfici, ambienti, mezzi di trasporto presenti in SANITA' ED IGIENE PUBBLICA, INDUSTRIE ALIMENTARI, CATERING ed HORECA ed in ambito ZOOTECNICO.

CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido limpido leggermente giallo

Densità: 950 – 1050 g/L

pH (a 20°C): 6,0 – 7,5

Profumazione: Assente

ECOLOGIA E SICUREZZA

Composizione¹: Tensioattivi cationici (inferiori al 5%), tensioattivi non ionici (inferiori al 5%), colorante.

Biodegradabilità: Contiene tensioattivi (cationici e non ionici) con biodegradabilità conforme al Reg.648/2004.

Packaging: Flacone realizzato in HDPE (materiale riciclato).

MODALITA' D'USO

Predisporre soluzioni preferenzialmente nuove prima dell'uso in diluizione acquosa compresa tra 1,5% e 2,0% a seconda del grado di pulizia ed attività richiesta.

Applicare la soluzione nelle seguenti modalità previste:

- A spruzzo distribuire uniformemente sulla superficie e quindi risciacquare. Tempo di contatto: 5-10 minuti.
- Per immersione: lasciare agire almeno 10 minuti e quindi risciacquare ove necessario.

Per ottenere una buona azione detergente è possibile usare spazzola e/o spugna per uso alimentare.

FORMATI DISPONIBILI

- 6x1 kg – Cod. EAN 8055205980321

CERTIFICAZIONI



Remade in Italy: Certificazione del packaging riciclato.

Conservazione: Conservare il prodotto in luogo fresco, lontano da sorgenti luminose e da fonti di calore.

Smaltimento: Al termine dell'utilizzo gettare il flacone nell'apposito contenitore di riciclaggio per plastica. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Note

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza

Klareco S.r.l.
Via Bellisario 31, 26020 Palazzo
Pignano (CR), Italy
T. +39 0373 1974449
customer@klareco.com
www.klareco.com

CERTIFICAZIONI AZIENDALI



Officina Autorizzata
Produzione Presidi
Medico Chirurgici