



VEGA DIP

FORMULATO POST-MUNGITURA EUDERMICO,
EMOLIENTE E IDRATANTE

DESCRIZIONE

Formulato eudermico, a forte attività emolliente ed idratante, ideale per la cura della mammella degli animali da latte.

Il formulato è da utilizzarsi nel trattamento quotidiano dei capezzoli, applicandolo subito dopo la mungitura così da generare un effetto lenitivo ed idratante per la cute che resta tonica e non irritata.

La presenza in formula di Clorexidina digluconato e la leggera pellicola che in applicazione si genera sul capezzolo stesso, sono in grado di completare l'azione igienizzante e protettiva.

VEGA DIP è da utilizzarsi al termine di ogni mungitura per ottenere capezzoli igienizzati e mantenere la cute sana, come prima linea di difesa nella salvaguardia della salute della mammella.

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido di colore verde chiaro

Densità: 950 - 1050 g/L

pH: 5,50 - 6,50

MODALITA' D'USO

Applicare senza diluizione immergendo il capezzolo totalmente nella tazza dell'applicatore al termine della mungitura e lasciare agire per alcuni secondi.

Asportare il prodotto alla successiva mungitura prima di applicare il gruppo prendi-capezzoli utilizzando tovaglietta di carta monouso o di tela adeguatamente igienizzata.

Per una corretta routine di mungitura prevedere l'eliminazione dei primi tre o più getti di latte di ogni capezzolo e un'adeguata detergenza e disinfezione dei gruppi prendi capezzoli prima della loro applicazione.

FORMATI DISPONIBILI

- 25 kg – Cod. EAN 8055205983155
- 200 kg – Cod. EAN 8055205981892
- 1.000 kg – Cod. EAN 8055205981885

ECOLOGIA E SICUREZZA

Composizione¹: Alcool isopropilico, emollienti, tensioattivi non ionici (inferiori al 5%), clorexidina digluconato, coloranti, addensanti.

Biodegradabilità: contiene tensioattivi (non ionici) con biodegradabilità conforme al Reg. 648/2004.

Packaging: contenitori realizzati in HDPE (tanica in materiale riciclato).

Conservazione: Conservare il prodotto in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

Smaltimento: Al termine dell'utilizzo gettare la tanica / il fusto nell'apposito contenitore di riciclaggio per plastica. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

CERTIFICAZIONI



Remade in Italy: certificazione del packaging riciclato.

Note

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza

Klareco S.r.l.
Via Bellisario 31, 26020 Palazzo
Pignano (CR), Italy
T. +39 0373 1974449
customercare@klareco.com
www.klareco.com

CERTIFICAZIONI AZIENDALI



Officina Autorizzata
Produzione Presidi
Medico Chirurgici