



# ORO DIP PLUS

## FORMULATO EUDERMICO DENSO POST-MUNGITURA

### DESCRIZIONE

Formulato eudermico filmante, a forte attività emolliente ed idratante, ideale per la cura della mammella degli animali da latte.

Il formulato è da utilizzarsi nel trattamento quotidiano dei capezzoli, applicandolo subito dopo la mungitura così da creare una barriera filmante occlusiva e protettiva, ad effetto lenitivo ed idratante per la cute che così resta tonica e ed elastica.

**ORO DIP PLUS** presenta in formula clorexidina digluconato per garantire alti standard igienici del formulato.

Olii essenziali, emollienti e un perfetto effetto filmante, contribuiscono e completano l'attività generale del formulato in modo del tutto naturale così da ottenere capezzoli protetti (barriera fisica) e mantenere la cute sana, come prima linea di difesa nella salvaguardia della salute della mammella.

### CARATTERISTICHE

**Aspetto:** liquido viscoso di colore arancione

**Viscosità:** 3000 - 4000 cP

**pH:** 4,3 - 5,3

### MODALITA' D'USO

Applicare senza diluizione immergendo il capezzolo totalmente nella tazza dell'applicatore al termine della mungitura e lasciare agire.

Asportare il prodotto alla successiva mungitura prima di applicare il gruppo prendi-capezzoli utilizzando tovaglietta di carta monouso o di tela adeguatamente igienizzata.

Per una corretta routine di mungitura prevedere l'eliminazione dei primi tre o più getti di latte di ogni capezzolo e un'adeguata detergenza e disinfezione dei gruppi prendi capezzoli prima della loro applicazione.

### FORMATI DISPONIBILI

- 25 kg – Cod. EAN 8055205984541
- 200 kg – Cod. EAN 8055205984947

### ECOLOGIA E SICUREZZA

**Composizione<sup>1</sup>:** Clorexidina digluconato, emollienti, olii essenziali, acido lattico, addensanti, coloranti.

**Biodegradabilità:** contiene tensioattivi (cationici e non ionici) con biodegradabilità conforme al Reg. 648/2004.

**Packaging:** tanica e fusto realizzati in HDPE (tanica in materiale riciclato).

**Conservazione:** Conservare il prodotto in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

**Smaltimento:** Al termine dell'utilizzo gettare la tanica nell'apposito contenitore di riciclaggio per plastica. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

### CERTIFICAZIONI



**Remade in Italy:** certificazione del packaging riciclato.

#### Note

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza

Klareco S.r.l.  
Via Bellisario 31, 26020 Palazzo  
Pignano (CR), Italy  
T. +39 0373 1974449  
customer@klareco.com  
www.klareco.com

#### CERTIFICAZIONI AZIENDALI



Officina Autorizzata  
Produzione Presidi  
Medico Chirurgici