

PODAL BLUE

FORMULATO PER IL TRATTAMENTO DI PROBLEMI PODALI

DESCRIZIONE

Formulato multifunzionale da utilizzare, in soluzione acquosa, nel trattamento dei problemi podali e per l'indurimento degli zoccoli di bovini, ovini e caprini.

La presenza di sali minerali rafforza l'unghione rendendo lo zoccolo maggiormente resistente e sano (**azione indurente**), elementi tensioattivi garantiscono l'azione detergente e penetrante che è alla base di una corretta prevenzione (**azione bagnante**), l'acidità ricostruisce la matrice di zolfo di cui è costituita l'unghia stessa migliorando la resistenza del tessuto corneo (**azione ricostituente**) ed infine l'azione igienizzante è essenziale per ridurre gli agenti microbici potenzialmente infettanti presenti nel substrato (**azione igienizzante**).

Una componente organica, con svariati usi in campo medico, conferisce inoltre l'importante funzione di tracciamento dell'avvenuta applicazione oltre ad implementare in modo naturale sia l'effetto igienizzante particolare che l'azione dermoprotettiva.

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido limpido di colore blu scuro

Densità: 1000 – 1100 g/l

pH: 1,7 – 2,7

MODALITA' D'USO

Diluire all'interno della vasca podalica in concentrazione compresa tra il 3% e il 6%.

La concentrazione ottimale dipende dalla dimensione della vasca e dal numero di capi che vengono normalmente trattati.

Sostituire completamente la soluzione con frequenza legata alla velocità di sporcamento della stessa e al numero di capi trattati giornalmente.

Nota: PODAL BLUE è un formulato a bassissima tossicità che non impatta, rispetto al tradizionale impiego della formaldeide, sulla salute degli operatori ed utilizzatori.

FORMATI DISPONIBILI

- 25 kg
- 200 kg
- 1100 kg

ECOLOGIA E SICUREZZA

Composizione¹: Acido acetico, tensioattivi cationici (inferiore al 5%), tensioattivi non ionici (inferiori al 5%), solfato di alluminio, solfato di rame, agente colorante.

Biodegradabilità: contiene tensioattivi (cationici e non ionici) con biodegradabilità conforme al Reg. 648/2004.

Packaging: contenitori realizzati in HDPE (tanica in materiale riciclato).

Conservazione: Conservare il prodotto in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

Smaltimento: Al termine dell'utilizzo gettare la tanica/il fusto nell'apposito contenitore di riciclaggio per plastica. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

CERTIFICAZIONI



Remade in Italy: certificazione del packaging riciclato.

Note

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza

Klareco S.r.l.
Via Bellisario 31, 26020 Palazzo
Pignano (CR), Italy
T. +39 0373 197449
customer@klareco.com
www.klareco.com

CERTIFICAZIONI AZIENDALI



Officina Autorizzata
Produzione Presidi
Medico Chirurgici