

TRIS ACTIVE P

*Disinfettante post mungitura a barriera
con triplice azione protettiva*

1


COSA E' E COME AGISCE

Prevenzione della mastite bovina e riduzione delle cellule somatiche

- Tris Active P è un post dipping PMC con una potente azione battericida (ben 3 principi attivi) e una barriera fisica, grazie all'effetto filmante, che impedisce l'ingresso degli agenti mastitogeni in mammella. Da utilizzare come parte fondamentale di un programma di prevenzione della mastite bovina e di riduzione delle cellule somatiche.

L'azione sinergica dei 3 ingredienti principali, TRIS, EDTA e Clorexidina digluconato disinfetta e protegge i capezzoli

- **Clorexidina digluconato:** disinfettante ad ampio spettro contro gram positivi e gram negativi con prolungato effetto residuale (vedere grafico)
- **TRIS:** azione tampone per mantenere costante il pH (quasi neutro)
- **EDTA:** azione chelante che destabilizza la membrana batterica facilitando l'azione della clorexidina
- **Dermoprotettori:** lanolina, d-glucitolo, glicole propilenico, glicerina



2

A COSA SERVE

Doppia barriera protettiva

- NMC⁽¹⁾: "il singolo accorgimento di maggiore importanza nel controllo della mastite contagiosa (*S. aureus*, *S. agalactiae*, *Mycoplasma*) è la copertura totale del capezzolo a fine mungitura con un prodotto di efficacia rigorosamente testata".
- NMC⁽¹⁾: "a fine mungitura lo sfintere dei capezzoli rimane aperto da 30' a 2 h".

TAP agisce grazie a una doppia barriera protettiva, che è prima chimica (grazie alla sinergia tra Tris-EDTA e Clorexidina digluconato 4500 ppm) e poi fisica (grazie ad un complesso contenente dermo-protettori e Gomma di Guar) per contribuire al controllo delle mastiti ambientali (*E. coli*, *S. uberis*, *Klebsiella*, ecc..)

⁽¹⁾NMC (National Mastitis Council - USA)



TAP

3

QUALI SONO I BENEFICI

Controllo delle mastiti cliniche e subcliniche



⁽²⁾CCS: Conta delle cellule somatiche

INCREMENTO DEL REDDITO AZIENDALE

4

MODALITA' DI UTILIZZO

Come utilizzare efficacemente Tris Active P


• PRODOTTO PRONTO ALL'USO!

- Applicare alla fine di ogni mungitura con apposito dosatore, immergendo la totalità del capezzolo, prima possibile dopo lo stacco del gruppo prendi capezzoli
- Alla mungitura successiva detergere il capezzolo con predip schiumogeni idonei (Clorex Foam, Puppis, Ultra CLX o Teat Foam). L'utilizzo dell'acqua è sconsigliato!
- Non diluire

5

COMPOSIZIONE E FORMATI

- Clorexidina digluconato 4500 ppm
- TRIS-EDTA
- Dermoprotettori: lanolina, d-glucitolo, glicole, glicerina
- Agente filmogeno: gomma Guar



6

TEST EFFICACIA


MICROORGANISMI TESTATI	Riduzione logaritmica dei batteri, concentrazione e tempo di contatto		
	80 %	50 %	25 %
	5 minuti		
Staphylococcus aureus ATCC 6538	>5.31	>5.31	>5.31
Streptococcus uberis ATCC 19436	>5.54	>5.54	>5.54
Escherichia coli ATCC 10536	>5.28	>5.28	>5.28

- Test effettuati in base ai protocolli EN 1656 2009, dopo 5 min di contatto, con latte come sostanza organica interferente (10 g/ L).

CONCLUSIONE

Sulla base dei risultati di laboratorio ottenuti, il TRIS ACTIVE P è un prodotto altamente battericida in grado di raggiungere oltre 5 log, persino a basse concentrazioni di utilizzo (25%).

EFFICACIA BATTERICIDA TRIS ACTIVE P



Test eseguito da: Eurofins Biolab S.r.l.